



**10×tris-甘氨酸电泳缓冲液说明书
(Tris-Glycine Running Buffer 10x)**

货号：C1024T

规格：500ml

保存：室温储存，有效期至少 12 个月；稀释后没有用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存 2-3 天，4℃可保存 1-2 周。

产品简介：

10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。

本产品按常规方法配制而成，为 10×浓缩液，便于储存、操作简便。

组份浓度：

250mM Tris, 2.5 M Glycine, 1% (W/V) SDS

使用说明：

本产品为 10×浓缩液，临用前稀释成 1×工作浓度：取 100ml 的 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，加入蒸馏水或去离子水定容至 1000 ml 混匀。

注意事项：

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。