

DNA上样缓冲液 (6X)

(DNA loading buffer , 6X)

(货号 : C1139)

产品简介:

DNA 上样缓冲液(DNA loading buffer,6X) , 是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至1X后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。

使用方法(仅供参考):

在5 μ l 的待测样品中加入1 μ l本产品, 混匀后上样, 电泳。

包装清单 :

产品编号	产品名称	包装
C1139-1ml	DNA上样缓冲液(6X)	1ml
C1139-2ml	DNA上样缓冲液(6X)	1ml*2
C1139-5ml	DNA上样缓冲液(6X)	1ml*5
-	(商城下载)说明书	1份

保存条件 :

本 DNA 上样缓冲液经过改良, 可以室温1年保存。

注意事项 :

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。